

Undersøgelse for børneorm:

Aftrykket laves om morgenen, før toiletbesøg og vask.

Man trykker en træspatel beklædt med gennemsigtig (helt klar) tape ind mod endetarmsåbningen. Den klæbende side skal vende udad. Tapen klæbes derefter på langs på et objektglas med klæbesiden ned mod glaspladen, således at det parti, der har været i berøring med endetarmen, befinder sig på objektglassets midte.

Tapen må ikke foldes omkring objektglassets ender, men skal klippes til, således at det ikke når ud over kanten.

Objektglasset skal være påført label fra rekvisitionen. Herpå skrives prøvedato. Objektglasset lægges herefter i hylster og puttes i kuverten sammen med rekvisitionen.

Send prøven fra et posthus samme dag, den er taget, eller aflever den her i klinikken senest kl. 14.30, hvor den vil blive afhentet af et bud.

Undgå at poste prøven i en postkasse, hvor prøven kan blive uanvendelig pga. temperaturforhold og lang ekspeditionstid.

Kuverten er frankeret.