

Undersøgelse for klamydia og gonoré i urinprøve.

Du må ikke have ladt vandet mindre end en time før prøvetagning. Optimalt tages prøven på en morgenurin. Tag prøven fra den første urinportion, du lader, og opsaml det i en ren beholder. Overfør ca. 2 ml urin til urinbeholderen med den medfølgende pipette, idet beholderen fyldes til mellem de 2 streger. Luk låget.

Anbring prøven i det medfølgende forsendelseshylster og sæt låget på.

Put prøven i kuverten.

Send prøven fra et posthus samme dag, den er taget, eller aflever den her i klinikken senest kl. 14.30, hvor den vil blive afhentet af et bud.

Undgå at poste prøven i en postkasse, hvor prøven kan blive uanvendelig pga. temperaturforhold og lang ekspeditionstid.

Kuverten er frankeret.

Kontakt klinikken for svar ca. 1 uge efter indsendelsen.