

Undersøgelse for neglesvamp:

Du har fået udleveret udstyr til undersøgelse for neglesvamp.

Klip et så stort stykke af neglen/neglene som muligt og brug en neglerenser til at få så meget som muligt med af det hvide materiale, som befinder sig under neglen.

Put materialet i det lille plastikrør samt evt. i den lille papkuvert, hvis du har fået udleveret en sådan.

Put plastikrør + evt. papkuvert i plastikposen og put posen i forsendelseskuverten.

Aflever prøven her i klinikken senest kl. 14.30, hvor den vil blive afhentet af et bud.

Alternativt kan prøven sendes med posten, og det anbefales at indlevere den på et posthus samme dag, den er taget. Undgå at anvende almindelige postkasser på gaden.

Kuverten er frankeret.

Kontakt klinikken for svar på prøven, som forventes ca. 1 uge efter indsendelsen.